



 weitere Info anfordern

Clinitek® Advantus™

Ihr zuverlässiger Partner im Labor

Clinitek Advantus™ Harn-Analysesystem für das Krankenhaus und die größere Arztpraxis zur Auswertung Ihrer ► klassischen Bayer Harnteststreifen. Das System wertet **bis zu 500 Tests pro Stunde** aus – sichere und konstante Ergebnisse unabhängig vom Anwender.

Clinitek Advantus™ Harn-Analysesystem kommt aus der qualitätsreichen Tradition der Bayer **Clinitek-Familie**. **Clinitek Advantus™** bietet alle „state of the art“-Funktionen und setzt den Maßstab für einen neuen Standard.

Hoher Durchsatz und sicheres Datenmanagement

Wie sein Vorgänger Clinitek 500 kann der Clinitek Advantus™ **automatisch bis zu 500** ► Multistix® Harnteststreifen in **einer Stunde** abarbeiten. Die Ergebnisse können mit Hilfe einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und einem umfassendem Datenmanagement im System gespeichert oder an LIS/HIS gesendet werden.

Flexibler Dateneingang an Ihre Bedürfnisse angepasst

Clinitek Advantus™ bietet vielfältige Möglichkeiten der Dateneingabe. Neben dem **Touchscreen** oder dem optionalen **Barcodeleser** können Sie die Daten auch über eine **Computertastatur** eingeben. Ladelisten können über den PC erstellt und via LAN an den Clinitek Advantus übermittelt werden. Der **Ethernet-Anschluss** erleichtert die Einbindung in die LIS.

Intuitiver farbiger Touchscreen für einfachste Handhabung

Der **vollfarbige Bildschirm** ist schnell und einfach in der Bedienung. Aufforderungen und Warnhinweise werden schnell vom Auge des Benutzers erfasst. Damit wird die Reaktionszeit verbessert und sichergestellt, dass wichtige Patienten-informationen die nötige Aufmerksamkeit erhalten.

Weiterentwickelte Qualitätskontrollen für konstante Ergebnisse

Regelmäßige Qualitätskontrollen können auf dem Clinitek Advantus™ in einem Intervall von 1 bis 99 Tagen eingestellt werden. Es gibt weiterhin die Einstellungsmöglichkeit, **Messungen nach Ablauf des QK-Termins** zu blockieren.

Speicherung eines umfassenden Patientenbefundes

Wenn positive Teststreifenergebnisse nachfolgend mikroskopisch verifiziert werden, können die **Sedimentbefunde** neben den **Teststreifenergebnissen** über den Touchscreen eingegeben werden und **konsolidiert** ausgedruckt und an die LIS gesendet werden. Desweiteren können die Farbe - auf Wunsch automatisch - und die Klarheit der **Harnprobe** beurteilt werden. Damit ist ein kompletter Harnstatus auf einen Blick gegeben. Die Reihenfolge der Tests auf dem Befund kann dabei nach Wunsch eingestellt werden.